

ANFÄNGERPRAKTIKUM DER FAKULTÄT FÜR PHYSIK,
UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Spezifische Wärme der Luft und Gasthermometer

Praktikanten: Silke Andrea Teepe
Marcel Kramer

E-Mail:

Betreuer: Alexander Schmelev

| |
|---------|
| Testat: |
|---------|

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Einleitung | 1 |
| 2 | Theorie | 1 |
| 2.1 | Die Poisson-Gleichung | 1 |
| 2.2 | Berechnung des Adiabatenexponenten über Freiheitsgrade | 3 |
| 2.3 | Adiabatenexponent nach Rüchardt | 3 |
| 2.4 | Der Adiabatenexponent nach Clement-Desormes | 4 |
| 3 | Durchführung | 5 |
| 3.1 | Adiabatenexponent nach Rüchardt | 5 |
| 3.2 | Adiabatenexponent nach Clement-Desormes | 6 |
| 4 | Auswertung | 7 |
| 4.1 | Rüchardt | 7 |
| 4.2 | Clement-Desormes | 8 |
| 5 | Diskussion | 8 |

1 Einleitung

2 Theorie

Zustandsänderungen

Die vier möglichen Abläufe für Zustandsänderungen mit jeweils einer Konstanten

- isotherm $T = \text{const}$
- isochor $V = \text{const}$
- isobar $p = \text{const}$
- adiatisch $\Delta Q = 0$, d.h. kein Wärmeaustausch mit der Umgebung

2.1 Die Poisson-Gleichung

Der Adiabatenexponent κ ist in der Poisson-Gleichung als der Quotient der spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und konstantem Volumen.

Bei einer isochore Zustandsänderung wird keine mechanische Arbeit verrichtet, es gilt also $dW = 0$, womit man für den 1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\begin{aligned}dU &= dW + dQ \\dU &= dQ\end{aligned}$$

erhält. Zieht man nun die Formel für spezifische Wärmekapazität eines Gases

$$c_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V$$

hinzu, so ergibt sich

$$dU = c_V \cdot dT \tag{1}$$

Für eine adiabatische Zustandsänderung gilt nun, dass kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, also ist $dQ = 0$ und somit gilt für den 1. Hauptsatz

$$\begin{aligned}dU &= dW \\ \Rightarrow dU &= -p \cdot dV\end{aligned} \tag{2}$$

Da die innere Energie eine Zustandsgröße ist, kann man nun 1 und 2 gleichsetzen und erhält

$$c_V \cdot dT = -p \cdot dV \tag{3}$$

Geht man von einem Mol eines idealen Gas aus, so gilt $p = \frac{RT}{V}$ und durch einsetzen in 3 erhält man

$$\begin{aligned} c_V \cdot dT &= -\frac{R \cdot T}{V} \cdot dV \\ \Leftrightarrow c_V \cdot \frac{dT}{T} &= -R \frac{dV}{V} \\ \Leftrightarrow c_V \cdot \ln(T) &= -R \cdot \ln(V) + C, \text{ wobei} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \text{Konstante} \\ &= c_V \cdot \ln(T) + R \cdot \ln(V) \\ &= \ln(T^{c_V} V^R) \\ \Rightarrow T^{c_V} R^V &= \text{const} \end{aligned} \tag{4}$$

Nun gilt

$$\begin{aligned} c_p &= c_V + R \\ \Rightarrow R &= c_p - c_V \end{aligned}$$

was wenn eingesetzt in 4

$$\begin{aligned} T^{c_V} V^{c_p - c_V} &= \text{const} \\ \Rightarrow TV^{\frac{c_p - c_V}{c_V}} &= TV^{\kappa - 1} \\ &= \text{const} \end{aligned} \tag{5}$$

ergibt. Setzt man nun die ideale Gasgleichung umgestellt nach T, $T = \frac{pV}{R}$, in 5 ein, so erhält man

$$\begin{aligned} TV^{\kappa - 1} &= \frac{pV^\kappa}{R} \\ &= \text{const} \end{aligned}$$

Da R konstant ist, gilt also

$$\begin{aligned} pV^\kappa &= \text{const} \\ \Leftrightarrow p &\sim V^{-\kappa} \end{aligned}$$

2.2 Berechnung des Adiabatenexponenten über Freiheitsgrade

Es gilt für die spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Volumen

$$\frac{c_V}{R} = \frac{f}{2}$$
$$\Rightarrow c_V = \frac{f}{2}R$$


und konstantem Druck

$$c_p = c_V + R = \left(\frac{f}{2} + 1\right) R = \frac{f+2}{2}R$$

Entsprechend gilt für den Adiabatenexponenten

$$\kappa = \frac{c_p}{c_V} = \frac{\frac{f+2}{2}R}{\frac{f}{2}R} = \frac{f+2}{f}$$

2.3 Adiabatenexponent nach Rüchardt



1

Wird eine Kugel in eine Röhre geworfen wie zu sehen in Abb.2.3, so dass kein Gas entweichen kann, führt die Kugel eine gedämpfte Schwingung aus. Grund dafür ist die periodische Umwandlung der kinetischen Energie der Kugel in einen Überdruck des Gases im Kolben und zurück.

Sei m die Masse der Kugel, A die Querschnittsfläche des Rohrs, p der Gasdruck im Kolben und b der Luftdruck, so gilt, wenn sich die Kugel Gleichgewicht befindet

$$p = b + \frac{mg}{A}$$

und $m\ddot{x} = A \cdot dp$

¹<https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3639> Abb.4338

| | | | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zustand 1: | $V = V_0$ | $p = b + \Delta p_1$ | $T = T_0$ |
| Zustand 2: | $V = V_0 + \Delta V$ | $p = b$ | $T = T_0 - \Delta T$ |
| Zustand 3: | $V = V_0$ | $p = b$ | $T = T_0 - \Delta T$ |
| Zustand 4: | $V = V_0$ | $p = b + \Delta p_2$ | $T = T_0$ |

wenn die Kugel um Δx über die Gleichgewichtslage schwingt.

Da dieser Vorgang adiabatisch erfolgt, ist $pV^\kappa = \text{const}$ und man erhält mit differenzieren nach V

$$\begin{aligned} dp &= -\kappa \cdot p \frac{dV}{V} \\ &= -\kappa \frac{p \cdot A \cdot \Delta x}{V} \end{aligned}$$

es ist also

$$m\ddot{x} = -\kappa \frac{p \cdot A^2 \cdot \Delta x}{V}$$

Man erhält damit eine Schwingungsdauer T von

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot V}{\kappa \cdot A^2 \cdot p}}$$

Mit d , Durchmesser des Glasrohrs ($A = \frac{1}{4}\pi d^2$) ergibt sich für den Adiabatenexponenten

$$\kappa = \frac{4\pi^2 \cdot m_{eff} \cdot V}{A^2 \cdot p \cdot T^2}$$

m_{eff} ist dabei die effektive Masse, die die Masse m_L der im Rohr mitschwingenden Luftsäule beinhaltet: $m_{eff} = m + m_L$

2.4 Der Adiabatenexponent nach Clement-Desormes

Diese Methode beruht auf der Messung des Drucks vor und nach einer Expansion. Es wird dazu mit einem Blasebalg ein geringer Überdruck Δp in einem Glasbehälter mit Volumen V_0 gegenüber dem Luftdruck b erzeugt und ein thermischer Ausgleich der Kompressionswärme zu T_0 (Zimmertemperatur) erlaubt. Der verbleibende Überdruck wird mit dem U-Rohr Manometer gemessen (Zustand 1).

Nun wird durch kurzzeitiges Öffnen des Entlüftungsventils das Gas gegen den Außendruck expandiert. Dies verursacht einen Verlust innerer Energie, die Temperatur des Gases sinkt (Zustand 2). Nach Druckausgleich ist wieder das Volumen V_0 erreicht (Zustand 3). Wärmeaustausch mit der Umgebung verursacht einen Temperaturanstieg und damit einen Anstieg des Drucks (isochor, Zustand 4)

Zusammenfassung der Zustände: Der Übergang von Zustand 1 zu 2 ist adiabatisch, mit der Poisson-Gleichung erhält man

$$(b + \Delta p_1) V_0^\kappa = b (V_0 + \Delta V)^\kappa \quad (6)$$

$$(T_0 - \Delta T) (V_0 + \Delta V)^{\kappa-1} = T_0 V_0^{\kappa-1} \quad (7)$$

Für $\Delta V \ll V_0$ gilt

$$(V_0 + \Delta V)^\kappa = V_0^\kappa \left(1 + \frac{\Delta V}{V_0}\right)^\kappa \\ \sim V_0^\kappa + \kappa \cdot V_0^{\kappa-1} \Delta V$$

was Umformen von 6 und 7 in

$$\frac{\Delta p_1}{b} = \kappa \frac{\Delta V}{V_0} \\ \text{bzw. } \frac{\Delta T}{T_0} = (\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_0}$$

ermöglicht und woraus folgt

$$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\kappa - 1}{\kappa} \frac{\Delta p_1}{b} \quad (8)$$

Der Übergang von Zustand 3 zu 4 ist isochor, mit der allgemeinen Gasgleichung erhält man also

$$\frac{b}{b + \Delta p_2} = \frac{T_0 - \Delta T}{T_0} \quad (9)$$

$$= 1 - \frac{\Delta T}{T_0} \quad (10)$$

Durch eliminieren von $\frac{\Delta T}{T_0}$ in 9 mittels 8 und auflösen nach κ erhält man schließlich

$$\kappa = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 - \Delta p_2}$$

Für Messung der Druckdifferenzen mittels des U-Rohr Manometers werden die Höhen h der Flüssigkeiten beidseitig der Spiegelskala abgelesen. Der Druck berechnet sich aus der Höhendifferenz $\Delta h = h_l - h_r$ über die Dichte der Flüssigkeit.

3 Durchführung

3.1 Adiabatenexponent nach Rüchardt

Um den Adiabatenexponent mit der Methode nach RÜCHARDT zu bestimmen, verwendet man den linken Versuchsaufbau im Bild 1. Für jedes der zu untersuchenden Gase Luft, Kohlenstoffdioxid und Argon ist dafür zu sorgen, dass der Glaskolben ausschließlich mit diesem Gas gefüllt ist. Für CO_2 und Argon bedeutet das, das Regulierungsventil und das Entlüftungsventil für ca. 3 min zu öffnen damit das Gas ausgetauscht wird. Nun muss der Gasdruck mittels Regulierungsventil so eingestellt werden, dass der Schwingkörper symmetrisch um die Austrittsöffnung schwingt ohne an eines der enden des Glasrohrs

zu stoßen.

Nach der Einstellung der Schwingung kann die Messung beginnen. Es soll 10mal die Zeit für eine Periode und je 3mal die Zeit für 10, 20, 50 und 100 Perioden gemessen werden. Die Zeiten sind zu messen, indem man die zu messende Anzahl Perioden am Zähler der Lichtschranke einstellt und dann den Startknopf drückt.

Neben den Zeiten sind noch der Umgebungsluftdruck, die Masse des Schwingkörpers, das Volumen des Glaskolben und den Durchmesser des Glasrohrs zu bestimmen.

3.2 Adiabatenexponent nach Clement-Desormes

Um den Adiabatenexponent mit der Methode nach CLEMENT-DESORMES zu bestimmen, verwendet man den rechten Versuchsaufbau im Bild 1. Mit dem Blasebalg ist der Druck in dem Glasbehälter zu erhöhen und dann mit dem Verschlussventil zu verschließen. Nun wartet man den Temperatúrausgleich mit der Umgebung ab und sobald sich die Manometerspiegel nicht mehr verändert ist die Druckdifferenz Δp_1 bzw. die Flüssigkeitssäulenhöhe Δh_1 zu notieren. Daraufhin ist das Entlüftungsventil kurzzeitig zu öffnen und nach erneutem Temperatúrausgleich die neue Flüssigkeitssäulenhöhe Δh_2 zu bestimmen.

Dieser Versuch ist mehrmals für 3 verschiedene Öffnungszeiten des Entlüftungsventil zu wiederholen. Die empfohlenen Zeiten sind ca. 0.1 s, 1 s und 5 s.




Abbildung 1: Versuchsaufbau²

²[https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3639 Abb.3725](https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3639%20Abb.3725)

4 Auswertung

4.1 Rüchardt

Vor dem Versuch wurde der Umgebungsdruck im Raum gemessen. Dieser betrug $p_0 = 1004,1$ hPa. Außerdem wurden folgende Werte von dem Versuchsaufbau abgelesen: $M = 4,88$ g (Masse des schwingenden Körpers), $d = 9,97$ mm (Rohrdurchmesser) und $V = 2300$ cm³ (Kolbenvolumen). Der Fehler des Umgebungsdrucks ist klein und kann daher vernachlässigt werden. Die abgelesenen Wert waren ohne Fehlerangabe und werden daher als exakt angenommen.

Aus diesen Werten berechnet sich der Druck im Kolben mit Formel 1 und $A = \pi \cdot (d/2)^2$ zu $p = 101024$ Pa. Um die effektive Masse des schwingenden Körpers zu bestimmen muss die Masse der mitschwingenden Luftsäule $m_L = hA\rho_L$ beachtet werden. Dabei ist $\rho_L = 1,225$ kg / m³ die Luftdichte bei 15 °C und $h = 11,5$ cm die Höhe der Luftsäule. Die effektive Masse ist dann

$$m_{eff} = m + m_L = 4,89 \cdot 10^{-3} \text{ kg} .$$

Nun kann aus denn Messwerten und der Formel

$$\kappa = \frac{c_p}{c_V} = \frac{64 \cdot m_{eff} \cdot V}{T^2 \cdot p \cdot d^4}$$

für jede Messung der Adiabatenexponent bestimmt werden. Die gewichteten Mittelwerte der Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammen mit dem Fehler aufgeführt. Zur Fehlerberchnung wurde davon ausgegangen, dass die Stopuhr mit einem systematischen Fehler σ_T von maximal 3% behaftet ist. Der Gesamtfehler ergibt sich dann durch Fehlerfortpflanzung zu

$$\sigma_\kappa = \sqrt{\left(\frac{\partial \kappa}{\partial T}\right)^2 \sigma_T^2} = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 64 \cdot m \cdot V}{T^3 \cdot p \cdot d^4}\right)^2 \sigma_T^2}.$$

| Gas | κ | σ_κ | f | σ_f |
|-----------------|----------|-----------------|------|------------|
| Luft | 1,28 | 0,02 | 7,14 | 0,14 |
| CO ₂ | 1,22 | 0,02 | 9,09 | 0,18 |
| Arg | 1,53 | 0,02 | 3,77 | 0,08 |

Tabelle 1: Ergebnisse nach Rüchardt

Zum Schluss lassen sich die Freiheitsgrade mit Formel 2 berechnen

$$f = \frac{2}{\kappa - 1}$$

mit dem Fehler

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial \kappa}\right)^2} \sigma_\kappa = \frac{2}{(k-1)^2} \sigma_\kappa.$$

Die Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 1 zu finden.

4.2 Clement-Desormes

Die Adiabatenexponente nach Clement-Desormes berechnet sich durch

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \frac{\Delta h_1}{\Delta h_1 - \Delta h_2}$$

mit dem Fehler

$$\sigma_\kappa = \sqrt{\left(\frac{\partial \kappa}{\partial h_1}\right)^2 \sigma_{\Delta h_1}^2 + \left(\frac{\partial \kappa}{\partial h_2}\right)^2 \sigma_{\Delta h_2}^2} = \sqrt{\frac{\Delta h_2}{(\Delta h_2 - \Delta h_1)^2} \sigma_{\Delta h_1} + \frac{\Delta h_1}{(\Delta h_1 - \Delta h_2)^2} \sigma_{\Delta h_2}}$$

Die berechneten gewichteten Mittelwerte für die einzelnen Zeitintervalle sind in Tabelle 2 aufgeführt. Der Ablesefehler wurde mit $\sigma_{\Delta h_1} = \sigma_{\Delta h_2} = 1 \text{ mm}$ abgeschätzt. Insgesamt beträgt der gewichtete Mittelwert aus den Messdaten

$$\kappa = 1,35 \pm 0,01.$$

| $T [s]$ | κ | σ_κ |
|---------|----------|-----------------|
| 0,1 | 1,38 | 0,03 |
| 1,0 | 1,38 | 0,03 |
| 5,0 | 1,3 | 0,03 |

Tabelle 2:

Nun soll noch der gewichtete Mittelwert von κ für Luft aus den beiden Experimenten gebildet werden. Dieser berechnet sich zu

$$\kappa = \frac{\kappa_R / \sigma_{\kappa_R}^2 + \kappa_C / \sigma_{\kappa_C}^2}{1 / \sigma_{\kappa_R}^2 + 1 / \sigma_{\kappa_C}^2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{\sigma_{\kappa_R}^2} + \frac{1}{\sigma_{\kappa_C}^2}\right)^{-1}} = 1,34 \pm 0,02$$

5 Diskussion

Der theoretische Wert des Adiabatenexponenten von Luft liegt bei $\kappa = 1,40$. Unser Ergebnis liegt zwar nicht in der Fehlertoleranz, weicht aber nur um weniger als 5% von diesem Wert ab. Bei der Berechnung nach Rüchardt fällt auf, dass die Werte des Adiabatenexponenten für alle drei Gase deutlich unter dem theoretisch zu erwartenden Werten liegen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass hier ein systematischer Fehler vorliegt. Dieser Fehler setzt sich in der Berechnung der Freiheitsgrade fort, was deren Abweichungen erklärt.

Anhang

| Messung | Perioden | Luft | CO ₂ | Ar |
|---------|----------|-------|-----------------|-------|
| 1 | 1 | 751 | 768 | 685 |
| 2 | 1 | 750 | 769 | 687 |
| 3 | 1 | 749 | 770 | 686 |
| 4 | 1 | 751 | 769 | 687 |
| 5 | 1 | 749 | 771 | 687 |
| 6 | 1 | 749 | 770 | 687 |
| 7 | 1 | 751 | 771 | 685 |
| 8 | 1 | 751 | 770 | 686 |
| 9 | 1 | 749 | 771 | 686 |
| 10 | 1 | 750 | 768 | 686 |
| 1 | 10 | 7512 | 7698 | 6862 |
| 2 | 10 | 7520 | 7702 | 6864 |
| 3 | 10 | 7524 | 7701 | 6866 |
| 1 | 20 | 15012 | 15407 | 13735 |
| 2 | 20 | 15007 | 15412 | 13737 |
| 3 | 20 | 15028 | 15419 | 13734 |
| 1 | 50 | 37540 | 38542 | 34350 |
| 2 | 50 | 37560 | 38533 | 34345 |
| 3 | 50 | 37567 | 38573 | 34352 |
| 1 | 100 | 75176 | 77110 | 68726 |
| 2 | 100 | 75192 | 77138 | 68722 |
| 3 | 100 | 75216 | 77157 | 68544 |

Tabelle 3: Messwerte in Millisekunden für den Versuch nach Rüchardt

| Öffnungszeit | Δh_1 [mm] | Δh_2 [mm] |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 0,1 | 48 | 14 |
| 0,1 | 32 | 8 |
| 0,1 | 31 | 10 |
| 1,0 | 54 | 14 |
| 1,0 | 40 | 10 |
| 1,0 | 35 | 11 |
| 5,0 | 44 | 12 |
| 5,0 | 32 | 7 |
| 5,0 | 37 | 7 |

Tabelle 4: Messwerte für den Versuch nach Clement-Desormes